

**Instructions for Use (제품설명서/첨부분서)**

작성연월 : 2024-11

**사용목적**

두개골, Monobloc, LeFortⅢ, LeFortⅡ, LeFort I 및 Mandible의 외상 혹은 결손의 치유와 기능을 회복하고 외형을 재건을 목적으로 하며 결손과 기형의 양상에 Plate와 조합하여 사용하며 이식 후 기구로 연장술을 이용하여 골의 성장을 기하는데 효과가 있다.

**사용방법 및 조작방법**

**가. 사용 전 준비사항**

<MID distractor(62-00915, 62-00930) 및 MID distractor screw(62-00950) 사용방법>

가. 사용전 준비사항

1. 세척

- 비멸균 기구, distractor frame, distractor screw 등을 처음 사용할 때는 반드시 처음 사용을 위해 멸균하기 전에 세척하여야 합니다.

2. 멸균

- 모든 MID system은 멸균되어 제공되지 않으며 사용 전 steam sterilization 하여야 합니다. 최초 멸균 또는 재멸균을 할 때에는 다음의 파라미터를 사용할 수 있습니다.
- 용기는 AAMI(Association for the Advancement of Medical Instrumentation) CSR 이중 포장 방식을 사용하여 밀봉합니다. 중간 선반이 있는 멸균실에서 하나의 시스템을 소독할 때 적용됩니다.
- 멸균 시 반드시 제조업체에서 제공한 사용 지침을 준수해야 합니다.
- 사용자는 특정 병원균 비활성화에 적합한 특수 세척 및 멸균 방법을 사용하고, 다양한 멸균실, 포장 방법 및 적재 구성에 대해 멸균 주기가 적절한지 확인할 책임이 있습니다.

Cycle Type	Prevac
Cycle Length	15분
Temperature	132°C
Drying Time	30분
Pressure	30PSI

**나. 조작방법**

- 수술 전에 반드시 사용하는 distractor로 원하는 연장 길이를 얻을 수 있는지 확인하여야 합니다. □ Distractor는 멸균 전 또는 멸균 후에 조립할 수 있습니다.
- Distractor가 부착될 연조직(soft tissue) pocket은 반드시 충분히 넓게 절개하여 상처부위를 봉합하고 나서 distractor가 인장 없이 완전히 커버될 수 있도록 하여야 합니다.
- Distractor와 뼈의 표면 사이의 거리는 가능한 최소로 유지되어야 합니다.
- 나사를 삽입하기 전에 pilot hole을 만들 때에 사용하는 드릴의 회전 속도는 1,000 rpm 보다 작아야 합니다.
- 뼈의 각 절단 부위의 움직임을 확인합니다. □ Distraction Screw를 시계 방향으로 한 바퀴(360°) 돌리면 0.5mm씩 연장됩니다.
- 연장되는 길이의 비율 및 변화율에 대한 확정적인 서술은 불가능합니다. 하루에 1mm씩 연장시켰을 때 성공적으로 시술된 사례가 있습니다. 보고서 등의 발표에 따르면 하루에 1/3mm~2mm까 지 다양하게 연장할 수 있고 시술 조건에 따라 달라질 수 있음을 보여줍니다.
- Distraction activation cable의 위치에 국소 감염이 발생할 경우에 항생제를 사용하여 치료할 수 있습니다. 감염이 더 심해질 경우에는 distractor를 제거해야 할 경우도 있습니다.
- Distraction 시술이 완료되고 제품이 제거되기까지 안정화 시기 동안에는 잘 관찰하여야 합니다. 이 안정화 시기 동안 재생성 된 뼈가 충분히 경화됩니다. 보고서 등의 발표에 따르면 이 기간은 3~12주로 다양할 수 있다고 알려져 있습니다.

**다. 사용 후 보관 및 관리방법**

- 임플란트는 일회용입니다. 일회용 장치는 재사용할 수 없으며 최초 사용 이후 다시 사용하도록 설계된 제품이 아닙니다.

<Bone Plate, Screw 사용방법>

가. 사용전 준비사항

1. 세척

- Stryker에서 권장하는 세척 방법을 따르지 않을 경우 적절하고 검증된 방법으로 세척하는 것은 사용자의 책임입니다. 기기에

화학 세제를 사용할 경우 제조업체에서 제공한 사용 지침 및 구너장 사항을 준수해야 합니다. 기계 세척 및 수동 세척 방법을 모두 사용할 수 있습니다. 가능하면 세척기를 사용하여 오염된 장치 및 세정제와 장기간 접촉하지 않도록 해야 합니다.

- 오염된 임플란트는 적절하게 폐기해야 합니다.
- 처음 사용하는 제품은 최초 소독 전에 주의를 기울여 세척해야 합니다. 교육을 받은 담당자가 최초 소독 작업을 실시하기 전에 유지 보수 및 기계적 검사와 병행하여 세척 작업을 수행해야 합니다.
- 임플란트가 모듈에서 오염된 경우 세척기에서 세척하기 전에 수동으로 꼼꼼히 세척해야 합니다.
- 자세한 정보는 "Stryker Osteosynthesis 의료 기기에 대한 세척, 소독, 검사 및 유지 관리 지침"을 참조하십시오.

1) 세척 및 행금제 준비

- 기기를 서로 닿지 않게 놓으십시오. 세척 중에 기기가 움직여 손상될 수 있으며 포개진 부분이 세척되지 않을 수 있습니다. 함께 제공된 임플란트 모듈 내에서 모든 임플란트를 세척하는 것이 좋습니다. 세척기에 기기를 너무 많이 넣지 마십시오.
- 제조업체의 사용 지침에 따라 알맞은 분량의 세정제 및 행금제를 세척기에 넣어야 합니다. Stryker는 중성 세정제와 소독제만을 사용할 것을 권장합니다.

2) 수동 초벌 세척 과정(해당하는 경우)

- 초벌 세척을 할 경우 알맞은 세정제, 솔 또는 수세미를 사용해야 합니다. 의료 기기를 완전히 세척합니다. 특히 거친 표면 및 솔질을 잘 할 수 없어 오염 물질이 있을 수 있는 부분을 주의하여 세척합니다. 수동 초벌 세척 시 온도는 50°C(122°F)를 넘지 않아야 합니다.

3) 자동 세척 과정

EN ISO 15883에 따라 다음 단계를 준수해야 합니다.

- 올바르게 설치 및 승인되고, 정기적으로 유지 관리 및 테스트되며, 기본적인 효과가 입증된 살균 세척 장치
- 공인 열 소독 프로그램(A0 값 > 3000 또는 구형 기기의 경우 90°C에서 최소 5분 사용. 화학 소독 프로그램은 임플란트에 소독제 잔여물이 남을 염려가 있으므로 권장하지 않음) 및 활성 건조 프로그램을 위한 충분한 행금 단계와 여과된 공기 (행금제 사용은 잔여물이 남을 염려가 있으므로 권장하지 않음)
- 최종 행금/소독 시 신선하게 준비된 정제수/고도정제수만 사용

4) 건조 과정 □ 세척 절차가 모두 끝나면 임플란트 모듈을 꺼냅니다.

- 세척 과정에 건조 절차가 포함되어 있지 않은 경우 임플란트를 110°C 이하의 오븐에 넣어 완전히 건조 시킵니다.

2. 멸균

멸균된 것으로 명시되지 않은 제품은 소독되지 않은 상태로 제공되는 것입니다. 주의: 멸균된 제품은 포장 장이 손상되거나 개봉되지 않은 경우에만 멸균된 것으로 간주합니다.

- 멸균 과정에서 형판(플레이팅 시스템에서 제공된 경우)과 골판이 서로 직접 접촉하지 않도록 주의해야 합니다.
- 멸균 시 반드시 제조업체에서 제공한 사용 지침을 준수해야 합니다. □ 사용자는 특정 병원균 비활성화에 적합한 특수 세척 및 멸균 방법을 사용하고, 다양한 멸균실, 포장 방법 및 적재 구성에 대해 멸균 주기가 적절인지 확인할 책임이 있습니다.

멸균되지 않은 모든 제품은 고압 멸균기를 사용한 증기 소독으로 소독할 수 있습니다. Stryker 임플란트 시스템의 최초 멸균 및 재멸균을 실시하는 경우 아래 도표에 제시된 기준을 적용할 수 있습니다

	KING COMBO 및 유사한 구조를 가진 시스템	CMF MODULAR 및 유사한 구조를 가진 시스템
멸균기 종류	사전 진공	사전 진공
노출 시간	15분	15분
온도	132°C	132°C
건조 시간	60분	30분
증기압력	30PSI	30PSI

참고: 위에 명시된 멸균 온도보다 높은 온도를 사용하는 경우에도 최고 137°C 이내에서는 기구/임플란트 무결성에 아무런 영향이 없습니다.

용기는 AAMI(Association for the Advancement of Medical Instrumentation) CSR 이중 포장 방식을 사용하여 밀봉합니다. 상기 도표는 중간 선반이 있는 멸균실에서 하나의 시스템을 소독할 때 적용됩니다.

3. 보증/주의

- 외과 시술에서의 의료 장치의 사용 적합성은 해당 의료 기관에서 결정합니다. Stryker®는 어떠한 종류의 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 미국 연방 법률에 따라 본 기기는 의사에 한해서만 주문 및 판매할 수 있습니다.
- 미국 연방법에 따라 본 기기는 의사 또는 병원에 한해서만 주문 및 판매할 수 있습니다.

나. 조작방법

1. Plate 사용

- 구부리는 도중 냉간 가공으로 인해 티타늄의 강도는 높아지고 연성은 낮아지므로 가능한 한 최소한의 횟수로 구부려서 원하는 임플란트 모양을 얻는 것이 중요합니다. 과도하게 구부리면 수술 후 판이 손상될 수 있습니다. 과도하게 구부리거나 재차 구부린 판은 폐기해야 합니다.
- 수술 후 파손을 방지하려면 반드시 곡률 반경이 작은 예각을 사용하지 않도록 해야 합니다.

- 구부림용 기구를 과도하게 사용하면 임플란트에 새김 자국, 늘어진 나사 홀 등 육안으로도 확인할 수 있는 손상이 발생할 수 있습니다. 이 경우 임플란트를 반드시 새로운 것으로 교체해야 하며 더욱 주의를 기울여 임플란트를 구부려야 합니다.
- 판의 홀이 변형되면 해당 부위의 파손 가능성이 높아질 뿐만 아니라 나사 헤드가 판에 정확하게 맞지 않게 됩니다. 따라서 판을 구부릴 때는 세심한 주의를 기울여야 합니다.
- 과도하게 조일 경우 티타늄 파편이 발생할 수 있으며 이러한 파편은 반드시 제거해야 합니다.
- 절단한 골판 조각을 이식할 때는 연조직 손상이나 자극을 예방하기 위해 표면을 매끄럽게 다듬어 이식해야 합니다. □ 판은 가능한 한 골의 해부학적 양상에 맞게 윤곽이 잡혀 있어야 합니다. 판과 골 사이에 간극이 생기지 않도록 하십시오.
- 비환원성 불안정 분쇄성 골절이나 재건의 경우 골 간격을 브리징(bridging)하는 데 재건판을 제외한 어떠한 판도 사용해서는 안 됩니다. 이러한 용도로 사용할 경우 임플란트의 기능을 조기에 상실할 수 있습니다.
- 나사를 판에 제대로 삽입하려면 홀이 판 홀의 가운데에 있어야 합니다.
- 압축을 위해 다른 쪽에 골편이 고정되어 있는 판을 편심형 나사 쪽으로 당기는 데는 편심형 드릴 홀이 필요합니다. 따라서 편심형 드릴 가이드를 사용하는 것이 좋습니다.

2. Screw 사용

- 골 나사(일자형나사, 십자형나사, 육각나사, 사각나사 등) 헤드에 있는 나사 드라이버의 홈 모양에 상관없이 나사 드라이버와 나사 헤드는 수직으로 맞춰야 합니다. 그렇지 않을 경우 임플란트 또는 나사 드라이버에 기계적 손상이 발생할 위험이 높아집니다.
- 골 나사를 삽입할 때는 나사 헤드에 나사 드라이버를 똑바로 맞춰 나사 드라이버의 날이 나사 헤드에 완벽하게 들어맞도록 합니다. 이렇게 하면 돌리개와 나사가 하나의 축을 이뤄 완벽하게 맞물립니다.
- 나사를 삽입하는 마지막 단계에서는 나사 헤드의 밑 부분이 골판의 오목한 부분과 맞닿게 됩니다. 이는 나사 삽입 시 갑자기 저항이 커지는 것으로 인식할 수 있습니다. 고밀도 골에 삽입하려면 큰 축력과 회전력이 필요합니다. 마지막 고정 단계에서는 이러한 저항력의 증강을 잘 감지하지 못할 수 있습니다. 나사, 나사 드라이버 및 관련 부위에 기계적 손상을 줄이려면 보다 세심하게 주의를 기울여 나사를 죄어야 합니다.
- 골절 고정: 각 골절 면의 판에는 2개 이상의 나사를 단단히 고정해야 합니다. 시술 의사는 양측성 피질 고정 및/또는 단측성 피질 고정 중 가장 적절하다고 판단되는 방식을 선택할 수 있습니다. 시술 의사의 판단 여부에 따라 추가 고정이 필요할 수도 있습니다.
- 래그 나사(Lag screw)의 경우 나사를 삽입하기 전에 시험용 홀을 먼저 태핑해야 합니다. 이 나사는 셀프 태핑 방식으로 사용할 수 없습니다.
- 나사를 삽입할 때 나사를 과도하게 죄지 마십시오. 과도한 힘으로 나사를 죄면 나사 헤드가 손상되어 나사가 파손될 수 있으며, 이 경우 나사의 밀착력이 떨어집니다.
- 잠금 나사를 과도하게 죄면 나사산이 마모될 수 있습니다. 나사산이 마모된 경우 응급 나사를 사용해야 합니다.
- 나사 드라이버 손잡이의 크기는 해당하는 나사의 크기에 맞춰져 있습니다. 나사가 손상될 수 있으므로 큰 나사 드라이버 손잡이는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 나사와 판이 단단히 연결되었는지 확인하기 위해 이식 완료 후 모든 골 나사가 꼭 조여 있는지 확인해야 합니다. □ 매입물을 밖으로 꺼내기 전에 나사 드라이버의 날과 나사를 최적으로 맞추기 위해 외과용 메스 또는 다른 기구를 사용하여 나사 헤드의 오목한 부분에 있는 이물질을 제거해야 합니다.
- 모듈에 있는 나사 눈금으로 나사의 지름과 길이를 확인할 수 있습니다.

3. 응급 셀프 태핑 나사(Emergency Self-tapping Screw) 사용

- 셀프 태핑 나사가 뼈에서 제거된 경우 응급 나사를 사용하는 것이 좋습니다. 응급 나사는 셀프 태핑 나사입니다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 임플란트는 일회용입니다. 일회용 장치는 재사용할 수 없으며 최초 사용 이후 다시 사용하도록 설계된 제품이 아닙니다

사용 시 주의사항

<MID distractor(62-00915, 62-00930) 및 MID distractor screw(62-00950) 사용시 주의사항>

가. 사용 관련 정보

- Distraction device의 환자 개개인에 대한 선택은 시술의 판단과 경험으로 이루어져야 합니다. 시술의는 아래의 경험을 통해 해당 시술에 익숙해져야 합니다.

- 1) 최신의 관련 문헌 연구
- 2) 해당 제품에 경험이 많은 전문가와의 컨설팅
- 3) 해당 제품의 절차 및 기술에 관한 교육

- MID System은 임시적으로 사용되는 임플란트입니다. 절단부에서 충분한 뼈의 유합이 이루어지고 나면 distractor는 제거되어야 합니다.

나. 금기증

- 골다공증 등 불충분한 골 결손이 있는 경우
- 수술 후의 주의 사항을 제대로 준수하지 못하거나 준수할 의지가 없는 비협조적 환자
- 금속 알러지

- 감염
- 신경정신과적 장애
- 면역 억제

나. 발생 가능한 부작용

- 불충분한 골 형성
- 장치 실패
- 감염
- 조기 유합
- 치아 발달 손실

다. 경고 및 주의사항

- 환자를 MRI에 노출하지 마십시오. 강한 자기장 필드가 장치에 영향을 주어 환자가 부상을 입을 수 있습니다.
- MID system의 모든 제품은 일회용으로 재사용 가능하지 않습니다.
- 사용 전에 제품의 기능을 체크하십시오.
- 모든 환자에 대해 임플란트의 재질에 대한 알러지 반응을 체크하십시오.
- MID system의 모든 제품은 특정 목적에 함께 사용되도록 만들어졌습니다. 외관 및 치수가 비슷하거나 동일해 보이더라도 타 제조사로부터 공급받은 부품으로 교체될 수 없습니다.

<Bone Plate, Screw 사용시 주의사항

가. 금기증

- 비환원성 불안정 골절 (plate 제외)
- 심한 위축성 하악의 골절
- 진행성 전염병 환자
- 금속 알레르기가 있거나 이물에 예민한 환자
- 심리적 또는 신경정신과적인 문제가 있어 수술 후의 주의 사항을 제대로 준수하지 못하거나 준수할 의지가 없는 비협조적 환자
- 혈액 공급 부족이나 골 결손이 심한 환자
- 신체적으로나 심리적으로 건강 상태가 좋지 않은 환자
- 골절 임플란트를 사용한 하악골 재건

나. 발생 가능한 부작용

\* 대부분의 경우 부작용은 임플란트 자체보다는 임상 치료에 관련된 것일 수 있습니다.

- 골다공증, 혈관재형성 기능 상실, 골 재흡수, 불충분한 골 형성으로 인한 상태는 장치의 해리, 만곡, 골열, 파손 또는 뼈와의 고정 조기 실패를 유발하여 비유합을 야기할 수 있습니다.
- 잘못된 배열로 인해 골절 부위의 유합 지연, 부정유합 또는 비유합이 발생할 수 있습니다.
- 불안정한 분쇄 골절로 인해 골절 부위의 섬유 조직 반응이 증가할 수 있습니다.
- 심층이나 표면에 초기 또는 후기 감염이 발생할 수 있습니다.
- 외상으로 인해 신경이 손상될 수 있습니다.
- 임플란트 시술로 인한 환자의 금속 과민 반응은 거의 보고된 바가 없지만 중요한 사안이므로 주가 임상 평가를 지켜보아야 할 필요가 있습니다.

다. 경고 및 주의 사항

- 경험이 많고 숙련된 의료 전문가만 이 장비를 사용할 수 있습니다. 모든 시스템 구성 요소 또는 본 시스템과 호환되는 구성 요소를 사용하기 전에 먼저 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지 해야 합니다. 임플란트, 기구 및 부속품에 대한 경고 정보, 용도, 적응증/금기 사항, 호환성 및 올바른 취급 방법에 대한 내용을 특히 주의하여 읽으시기 바랍니다. 사용법을 준수하지 않으면 환자 및/또는 수술실 직원이 부상을 입을 수 있습니다. 또한 적정량의 혈액 공급이 유지되지 않고 단단하게 고정되지 않을 경우 제품 및/또는 골이 이완, 만곡 또는 파손될 수 있습니다.
- 시술 의사는 수술에 적합한 환자의 선택, 수술 숙련도, 임플란트의 선택 및 위치, 수술 후 임플란트 유지 또는 제거 결정과 같이 수술에 관련된 제반 문제에 대해 책임을 져야 합니다.
- 시술 의사는 본 제품을 사용함으로써 어떠한 시술 효과를 기대할 수 있는지 환자에게 알려야 합니다. 수술 후 부드러운 음식 섭취와 같은 적절한 식이 요법 권장 사항을 비롯하여 주의 사항 전달에 특별한 관심을 기울여야 하며 주기적인 의학적 추후 검사를 반드시 수행해야 합니다.
- 환자는 수술 부위에 이상한 증후가 조금이라도 발견되는 경우 즉시 자신의 주치의에게 이를 알려야 합니다 고정 부위에 이상이 생긴 환자의 경우 철저한 진찰을 받아야 합니다.
- 임상 적용 전에 모든 임플란트 및 기구의 상태를 점검해야 합니다.
- 임플란트 부위 또는 주변부에 방사선 치료를 받았거나 받을 예정인 환자에 대한 임플란트의 안정성 및 효과는 알려지지 않았습니다.
- 임플란트는 일회용입니다. 일회용 장치는 재사용할 수 없으며 최초 사용 이후 다시 사용하도록 설계된 제품이 아닙니다. 반복적으로 사용, 세척 및 재소독하면 기계적, 물리적 또는 화학적 특성이 변해 디자인 및/또는 재질에 이상이 생겨 안전성 및 성능이 저하될 수 있습니다.

능이 저하되거나 관련 사양에 맞지 않게 될 수 있습니다. 장치 라벨을 확인하여 제품이 일회용인지 여러 번 사용할 수 있는 제품인지와 세척 및 재소독이 가능한지를 확인하십시오.

- 올바른 제품을 선택하는 것은 매우 중요합니다. 정확한 해부학적 위치에 본 제품을 사용해야 하며 합당한 내부 고정 표준을 준수해야 합니다. 적절하지 않은 제품을 사용하면 조기에 임상학적 기능 상실이 초래될 수 있습니다. 적정량의 혈액 공급을 유지하고 단단하게 고정해 주는 역할을 하는 적절한 기구를 사용하지 않으면 제품 및/또는 골의 이완, 만곡 또는 파손과 같은 결과가 나타날 수 있습니다.
- 임플란트용으로 명시되지 않은 모든 재질의 제품은 이식해서는 안 되며 환자에게서 제거해야 합니다.
- 본 제품의 취급 및 보관에 주의를 기울여야 합니다. 구성 요소가 긁히거나 손상된 경우 제품의 강도와 피로 저항이 현저히 감소될 수 있습니다.
- 하악 브리징(bridging) 판을 적용하고 관절 고정의 의학적 주의를 요하는 경우를 제외하고 임플란트는 골 치유가 완료되는 기간인 약 6~10주까지만 제 역할을 합니다. 치유 지연, 비유합 또는 이 후 발생하는 골 재흡수나 외상은 임플란트에 과중한 압력을 가할 수 있으며 이로 인해 이완, 만 곡, 균열 또는 파손이 초래될 수 있습니다.
- X선 검사 등의 정기적인 수술 후 검사가 필요합니다. 임플란트 제거는 적절한 수술 후 관리 이후에 시술해야 뼈의 골절 또는 재골절을 방지할 수 있습니다.
- Stryker 임플란트는 제품의 라벨이나 각 제품의 기술 안내에서 특별히 규정되어 있지 않은 한 MRI 기술과 호환되지 않습니다.
- 시스템 사용 적응증에 따르면 vCJD와 같은 신중 전염성 병원균에 의한 오염이 발생할 수 있으며 특히 임파선 조직을 통해 접촉한 경우 가능성이 있습니다. Stryker에서는 신중 전염성 병원균에 의해 오염된 것으로 추정되는 모든 제품은 소각하는 것을 권장합니다.
- Stryker 임플란트 및 기구는 함께 사용하도록 설계 및 제작되었습니다. Stryker 제품을 다른 제조업체의 제품과 같이 사용하면 재질의 오염, 기구와 임플란트 간의 부정합 등 상당한 위험이 발생하므로 환자, 사용자 또는 제3자에게 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 어떤 경우에도 재흡수성 재질과 티타늄 임플란트를 함께 사용하지 마십시오. 재흡수성 판과 티타늄 나사를 함께 사용하거나 티타늄 판과 재흡수성 나사를 같이 사용해도 안 됩니다.

#### 저장방법

상온 보관 및 저장

#### 부작용 관련 보고 문의처

한국의료기기안전정보원 (080-080-4183)